

+ ECOLOGICA
+ ECONOMICA
RISPETTO ALLE COMUNI USA E GETTA



MASCHERINE
CHIRURGICHE
TIPO I

LAVABILI

FINO A
20 VOLTE



MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO I

BIANCHE - COLORI

.....

Taglie disponibili:

Adulto - Ragazzo - Bambino

(ZDMA)

(ZDMY)

(ZDMK)



MASCHERINE CHIRURGICHE

(Articoli ZDMA-ZDMY-ZDMK)

Mascherina Chirurgica CE EN 14683:2019 Tipo I.

Composta da tre strati di cui due in Puritex® ed uno intermedio in TNT.

Comoda e facile da portare, la mascherina è lavabile a 60°C fino a 20 volte* ed è dotata di trattamento idrorepellente sullo strato esterno.


La mascherina viene sanificata con il trattamento all'ozono** e vanta caratteristiche di respirabilità mediamente doppie rispetto alla maggior parte delle mascherine chirurgiche usa e getta in commercio.

La forma della mascherina e l'alto modulo elastico del tessuto esterno permettono una perfetta aderenza, caratteristica necessaria per risultare quanto più protettiva e confortevole possibile.


Sportiva ma al contempo elegante, rappresenta un'alternativa maggiormente ecologica, comoda, esteticamente gradevole ed economica rispetto alle tradizionali mascherine chirurgiche usa e getta.




ARTICOLI/TAGLIE DISPONIBILI:



ZDMK
(Bambino 6-10 anni)



ZDMY
(Ragazzo 10-14 anni)



ZDMA
(Adulto)

- **ZDMK** (Bambino): **A:** 130mm x **L:** 250mm;
- **ZDMY** (Ragazzo/Donna): **A:** 145mm x **L:** 280mm;
- **ZDMA** (Adulto): **A:** 150mm x **L:** 300mm.

MODALITA DI LAVAGGIO:

La mascherina non assorbe nessun tipo di liquido grazie al **trattamento idrorepellente** ed è **lavabile in lavatrice con normale detersivo a 60°C fino a 20 volte**, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di idro-repellenza.



SI lavatrice



a mano



SI asciugatrice



SI stiro

CARATTERISTICHE:

- Dispositivo Medico di Classe I in accordo alla Direttiva Europea 93/42/CE e al Regolamento UE 745/2017;
- CE EN 14683:2019 - EN 10993-1:2010 - EN 10993-5:2009;
- Coefficiente BFE $\geq 95\%$;
- * Lavabile in lavatrice con normale detersivo: testata dopo 20 lavaggi a 60°C per 6 minuti;
- ** Igienizzata con ciclo in cabina sanificatrice ad ozono (si consiglia comunque il lavaggio prima dell'uso);
- Prodotta in Italia.

AVVERTENZE:

- Non sterile: si consiglia il lavaggio prima dell'uso;
- Non utilizzare se sono presenti segni di usura e/o dopo i 20 lavaggi testati;
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'utilizzo.

VERSIONI BIANCHE:



ADULTO: Bianco



RAGAZZO: Bianco



BAMBINO: Bianco

VERSIONI COLORE:



ADULTO: Nero



RAGAZZO: Nero



BAMBINO: Nero



ADULTO: Blu NAVY



RAGAZZO: Blu NAVY



BAMBINO: Blu NAVY



ADULTO: Rosso



RAGAZZO: Rosso



BAMBINO: Rosso



ADULTO: Arancione



RAGAZZO: Arancione



BAMBINO: Arancione



ADULTO: Fucsia



RAGAZZO: Fucsia



BAMBINO: Fucsia